

INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

MÁSCARA TRIPLA CAMADA

Fabricado por:

HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

4503, UNIT 2, BUILDING 8, RONGQIAO GARDEN, ZONGGUAN, QIAOKOU, WUHAN,
HUBEI – CHINA.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Cadastro ANVISA nº:10160610115

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC/OUVIDORIA: 0800-770 60 80

Instruções de Uso:

- Abrir as embalagens primária e secundária de forma asséptica.
- Retirar a máscara da embalagem primária e vesti-la ajustando as tiras ou elástico de fixação.
- Executar o procedimento.
- Retirar a máscara, descartando-a imediatamente em local apropriado.
- Não reutilizar a máscara após o seu uso.